

	DEKONTAMINASI MEJA OPERASI		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-022	Revisi: 02	Halaman: 1/3
SPO	h Tanggal Terbit: 01 Maret 2025	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit  Dr. AGUS MARVIANTO	
PENGERTIAN	Dekontaminasi adalah proses untuk mengurangi xxi jumlah mikroorganisme atau substansi lain yang berbahaya sehingga aman untuk penggunaan lebih lanjut.		
TUJUAN	1. Mencegah timbulnya infeksi melalui alat kesehatan 2. Mematikan mikroorganisme dan kotoran lain yang tidak tampak 3. Agar permukaan meja operasi selalu bersih dan siap pakai		
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 051/PER/DIR/PHBW/VI/2024 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
PROSEDUR	Persiapan: 1. Alat pelindung diri (masker, sarung tangan, pelindung wajah/mata) 2. Lap bersih 3. Larutan hipoklorit 0,5 dalam air 1 liter 4. Sarana kebersihan tangan.		

	DEKONTAMINASI MEJA OPERASI		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-022	Revisi: 02	Halaman: 2/3
PROSEDUR	Cara dekontaminasi meja operasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan kebersihan tangan 2. Gunakan APD (sarung tangan, masker, kacamata, pelindung wajah) 3. Gunakan lap yang mudah menyerap untuk membersihkan seluruh permukaan meja operasi setiap selesai tindakan dengan larutan hipoklorit 0.5% dan bilas menggunakan air bersih. 4. Lepas APD, jika sekali pakai buang dalam sampah infeksi. 5. Kacamata pelindung/pelindung wajah di bersihkan menggunakan cairan hipoklorit 0.5% dan bilas dengan air bersih. 6. Lakukan kebersihan tangan. 		
UNIT TERKAIT	Unit Kamar Bedah		
REFERENSI	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi DI Fasilitas Pelayanan Kesehatan.		

DEKONTAMINASI MEJA OPERASI

No. Dokumen:
SPO/PHBW/KPI-022

Revisi:
02

Halaman:
3/3

